

FICHE PRODUIT



Hexanios G + R, nettoyant et pré- désinfectant, 1 Litre

Référence : SOC-ANI165137

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Hexanios G + R, nettoyant et pré-désinfectant, 1 Litre

Indications:

- Détergent à action renforcée, sans aldéhyde ni chlore pour décontamination et nettoyage des instruments chirurgicaux et médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.
- Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques.
- Non corrosif.

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide
- Fongicide
- Virucide (actif sur HIV-I, HBV et herpès virus).

Mode d'emploi:

- Trempage: 15 minutes.
- Eau froide ou chaude.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Usage en bain à ultra-sons.
- Brosser si nécessaire.
- Rincer et essuyer.

Dose d'emploi: Dilution à 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

Condition minimum de vente: Carton de 3 flacons doseurs de 1 Litre;

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/3688-hexanios-g-r-nettoyant-et-pre-desinfectant-1l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com