

FICHE PRODUIT



Boîte chirurgie osseuse

Référence : SOC-B00007

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- 1 perforateur à main de Kirschner avec guide broche et 6 fraises
- 1 étrier de Kirschner
- 2 scies à os
- 1 étrier de Curtschfield
- 1 impacteur et rétracteur pour clous de Sven Johansson
- 3 étriers de Bohler * 5 pinces gouges droites et courbes 3 longueurs
- 1 pince coupante de Liston droite
- 1 pince coupante de Liston courbe
- 1 écarteur à plâtre
- 3 marteaux métalliques
- 2 daviers de Fergusson
- 1 davier de Lowman grand
- 1 davier de Lowman grand
- 1 rétracteur de Percy
- 1 râpe à os
- 2 couteaux à plâtre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 tournevis pour vis de Sherman
- 20 plaques de Sherman assorties + vis
- 10 clous de Sven Johansson (assortiment)
- 1 impacteur pour clou de Kuntscher
- 1 crochet pour enlever les clous de Kuntscher
- 16 clous de Kuntscher (assortiment)
- 2 daviers de Farabeuf
- 2 curettes doubles de Volkmann 5 ciseaux de Stille (assortiment) 3 gouges de Hbbs (assortiment)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/3691-boarte-chirurgie-osseuse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com