

FICHE PRODUIT



Manugel / ANIOSGEL 85, gel hydroalcoolique Bidon de 5L

Référence : ANI-MANUGEL85-100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

MANUGEL / ANIOSGEL 85 Bleu, gel hydroalcoolique Bison de 5L

Indication:

Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains

Action adoucissante: en alternance avec un savon doux ou en absence de point d'eau

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide
- Fongicide : Candida Albicans
- Virucide : actif sur le virus HIV-1, Herpès-virus, Rotavirus et Poliovirus (30 secondes)

Mode d'emploi:

- Traitement hygiénique: 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes
- Désinfection chirurgicale = 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes
- Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet
- Ne pas rincer. (1 pression de pompe = 1,5 ml)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Condition minimum de vente: 1 Bidon de 5L

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/3695-manugel-85-gel-hydroalcoolique-thixotropique-150ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com