

FICHE PRODUIT



Savon doux haute fréquence à la glycérine, 5l

Référence : ANI-GLY5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Savon doux haute fréquence à la glycérine, 5L

Indication:

- * Lavage hygiénique des mains.
- * Recommandé pour peaux sensibles et usages répétés.
- * Présence de glycérine.
- * Propriétés surgraissantes et hydratantes.
- * Propriétés microbiologiques:
 - * Bactériostatique. * Fongistatique.

Mode d'emploi: Se frotter les mains 30 sec. Rincer;

- * Dose d'emploi: 2 ml.
- * Condition minimum de vente: 4 Bidons de 5 L pour recharge flacons 500 ml et 1L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/3697-savon-doux-haute-frequence-a-la-glycerine-5l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com