

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC31J39

Référence : SOC-TIA-YC31J39

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot de soins, Modèle YC31J39

- * La structure principale de ce modèle est fabriqué en acier de type-L enduit de 2mm de plastique roulé à froid, le rendant ainsi léger et facile à déplacer.
- * La surface de table est construite en chemsurf pouvant supporter jusqu'à 100kg et est équipée de barreaux protecteurs.
- * Dispose de deux tiroirs en ABS sous la table supérieure pour la conservation des médicaments.
- * L'étagère du milieu, munie de barreaux protecteurs peut être utilisée pour classer les appareils de petite taille.
- * Le nombre de tiroirs peut être fabriqué à la commande du client.
- * Dimensions globales : (L x l x H) : 622 x 570 x 1055 (mm).
- * Dimensions d'emballage: (L x l x H) : 722 x 670 x 1205 (mm).
- * Emballage: caisse en bois.
- * Poids net: 33 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3698-chariot-de-soins-modele-yc31j39.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com