

FICHE PRODUIT



Dévidoir pour rouleaux de parafilm

Référence : SOC-DCPARD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Dévidoir pour rouleaux de parafilm.

- Dimension (L x l x H): 215 x 165 x 155;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/parafilm/3701-devidoir-avec-cutter-pour-rouleaux-de-parafilm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com