

FICHE PRODUIT



Paraplast 5 kg

Référence : SOC-PARAS5KG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Paraplast 5 kg :

- * Point de fusion: 56°C;
- * Pas d'additif;
- * épaisseur des coupes: 4μ;
- * Condition minimum de vente: 4 sacs de 5 k.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paraffine/371-paraplast-5-kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com