

FICHE PRODUIT

Chariot de soins tout Inox

Référence : SOC-CHARF17

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- * Chariot de soins en acier inoxydable.
- Facile à laver et à désinfecter.
- * Équipé d'un tiroir et d'une bassine à laver dans sa partie médiane.
- * Un seau pour déchets dans sa partie inférieure.
- * Dimensions globales : 660mm x 470mm x 970mm.
- * Poids à l'expédition : 14.5 kg.

Conformité et garantie


Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/3711-chariot-de-soins.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com