

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC34J

Référence : SOC-TIA-YC34J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot de soins, Modèle YC34J

- Surface de table en marbre artificiel. En acier de haute qualité enduit de plastique.
- Roulettes en Polyurethane ; deux d'entre elles munies de freins.
- Trois tiroirs de grande taille appropriés à la conservation des produits médicaux.

Matière et Dimensions:

- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Garde-fous fait en acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er tiroir gauche : tiroir pour médicaments comportant un seul compartiment.
- Dimensions du tiroir : L 420mm x l 390mm x H 120mm.
- Dimensions du tiroir droit : L 255mm x l 390mm x H 120mm.
- 2ème tiroir : L 420mm x l 390mm x H 160mm.
- 3ème tiroir : L 420mm x l 390mm x H 160mm.
- 4ème tiroir : L 420mm x l 390mm x H 160mm.
- largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

accessoires L 770mm x W 455mm x H 840mm.

- Dimensions totales : 750mm x 475mm x 910mm.
- Dimensions d'expédition : 850mm x 575mm x 1080mm.
- Poids à l'expédition : 67 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3712-chariot-de-soins-modele-yc34j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com