

**FICHE PRODUIT**



## Berceau en inox à usage médical

Référence : SOC-BB36

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

- \* Structure principale du berceau en acier inoxydable.
- \* Coque transparente permettant de surveiller le bébé.
- \* Le support pour berceau inclinable peut être ajustée manuellement.
- \* Panier en acier inoxydable pour la conservation des effets du bébé.
- \* Dimensions globales: 810mm x 490mm x 810mm.
- \* Poids à l'expédition: 23 kg.

### Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/berceaux/3713-berceau-b36.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)