

FICHE PRODUIT

Distributeur standard

Référence : SOC-DSTD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du distributeur standard

- Support plastique blanc auto-adhésif à griffes.
- Adapté à plusieurs hauteurs de boîtes comprises entre 10 et 13,5 cm.
- Adapté aussi aux boîtes distributrices de gants.
- Dimension (Long.xProf.xHaut.): 10 x 20 x 17mm;

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3714-distributeur-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com