


FICHE PRODUIT

Tensiomètre anéroïde modèle de table riester big ben 1451

Référence : RIE-1451

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

CARACTERISTIQUES

- * Cadran généreux (D147,2 mm ou 145,5 mm)
- * Graduation dont le bon effet de contraste assure une lisibilité optimale
- * échelle graduée jusqu'à 300 mm Hg
- * Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tuyaux et le manchon
- * Poire en latex pour le gonflage du manchon
- * Soupape de purge inusable et réglable avec précision
- * Microfiltre de protection de la soupape de purge et du système de mesure
- * Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium spécialement durci et supportant une pression de 600 mm Hg au maximum
- * Ouvrage de précision monté sur une entretoise spéciale, pour garantir la stabilité absolue du système de mesure et du point zéro
- * Aucune détermination du point zéro
- * Tolérance d'erreur maximale : +/- 3 mm Hg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/3717-tensiometre-anoirde-modele-de-table-riester-big-ben-1451.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com