

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde, Modèle Riester Ri-med 1500

Référence : RIE-1500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tensiomètre anéroïde, Modèle Riester Ri-med 1500

Conception ergonomique, mécanisme des plus modernes et design esthétique, c'est ce qu'offre la technique de prise de tension Ri-med.

La forme spéciale de l'appareil fait de celui-ci un appareil aussi bien adapté aux droitiers qu'aux gauchers.

Dégonflage automatique de 2 à 3 mm Hg/s sur simple pression du doigt.

Disponible en modèle à tubulure simple, à tubulure double ou bien en set, avec trois tailles de brassard.

L'astuce : le modèle à tubulure simple peut aisément être transformé en un modèle à tubulure double. Avec espace réservé à la personnalisation. Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

CARACTÉRISTIQUES :

- * Graduation de grande taille, Ø 63 mm, de 0 à 300 mm Hg
- * Grande sûreté du raccord métallique à vis pour la tubulure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- * Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- * Mécanisme de précision garantissant des mesures fiables
- * Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- * Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- * Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- * Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- * Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/3718-tensiometre-anoiride-modele-riester-ri-med-1500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com