

FICHE PRODUIT



Gant d'examen synthétique non poudré, Boîte de 100

Référence : SOC-GSYNMNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gant d'examen synthétique

- * Sans latex non poudrés;
- * Finition :
- * Intérieure: lisse,
- * Extérieure : lisse;
- * Longueur de la manchette : 240 mm;
- * Epaisseur de la paume : 0,10 mm;
- * Conformes aux normes : EN 455 1 et 2;
- * Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-synthetiques/3721-gants-d-examen-synthetiques-moyen-7-8.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-GSYNMNP0	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-GSYNMNP1	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GSYNMNP2	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GSYNMNP3	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-GSYNMNP4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com