

**FICHE PRODUIT**

## Kimcare, crèmes de lavage, antiseptique

Référence : KCP-CRNA1L

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

KIMCARE crèmes de lavage, Antiseptique

\* Recharges rétractables avec pompe anti-retour intégrée. Ces recharges ne gouttent pas et ne se bouchent pas

\* Capacité: 1 litre. Utilisables exclusivement dans le distributeur Réf. DCRN1LA.

Deux versions:

\* Crème de lavage usage fréquent. Minimise les risques d'allergie. Transparente.

\* Crème de lavage antiseptique: contient un puissant bactéricide, le Triclosan. Sans colorant, ni parfum, ni alcool;

Conditionnement: Carton de 6 recharges;

Condition minimum de vente: 1 recharge de 1L.

### Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/3722-kimcare-cremes-de-lavage-antiseptique.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)