


FICHE PRODUIT



Distributeur mural en ABS blanc pour flacon Airless de 1L

Référence : ANI-SCC1LA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Distributeur mural; en ABS blanc pour flacon Airless de 1L. Commande au coude. * Modèle du flacon: 1 L Airless; * Dimension (Long.xProf.xHaut.): 120 x 130 x 300mm;

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/3723-distributeur-mural-en-abs-blanc-pour-flacon-airless-de-1l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com