


FICHE PRODUIT

Tubes plastique fond rond, bord droit, en polystyrène, gradué

Référence : SOC-TH5APG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastique fond rond, bord droit, en polystyrène

- Gradué de 0,5 en 0,5ml de 1 à 5ml avec aplat de couleur sérigraphié.
- Couleurs de la sérigraphies disponibles: Blanc, Vert, Jaune, Rouge, Violet.
- Dimensions (Diamètre int. x Diamètre ext. x H.): 11 x 13 x 75mm;
- Bouchon: non;
- Volume utile: 5ml;
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 500;
- Condition minimum de vente: Carton de 2000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/3724-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polystyrene-gradue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com