

**FICHE PRODUIT**



## Paniers en fil d'acier inox avec anse, carrées, diamètre 200 mm

Référence : SOC-PC200

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

**Paniers en fil d'acier Inox avec anse, carrées, Ø 200 mm :**

\* Dimension (Ø x Haut.): 200 x 200 mm;

\* Condition minimum de vente: 1.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/paniers-fil-d-acier-inox-anse/3728-paniers-en-fil-d-acier-inox-avec-anse-carrees-a-200mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)