

FICHE PRODUIT



Sachet simple poche Minigrip 300x400mm zippé naturel

Référence : SOC-STP4900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Sachet simple poche Minigrip® 300x400mm naturel

Le **sachet Minigrip® 300x400mm** est un sachet zippé en polyéthylène naturel, idéal pour le **transport sécurisé d'échantillons biologiques**, de tubes de prélèvement ou de documents en milieu médical, laboratoire ou hospitalier. Son grand format en fait une solution polyvalente pour les volumes importants ou les lots multiples d'échantillons.

Applications

- Transport d'échantillons biologiques
- Transport de prélèvements et de tubes de laboratoire
- Transport et protection de documents
- Conditionnement pour échantillons multiples nécessitant un grand volume

Caractéristiques du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Code article	016281
Type de sachet	Simple poche
Fermeture	Zippée
Matière	Polyéthylène
Couleur	Naturel (liseré rouge)
Dimensions	300 x 400 mm
Épaisseur	60 µm
Trou de suspension	Oui
Impression	Sans
Absorbant	Sans
Résistance au froid	-40°C
Qualité alimentaire	Oui

Conformité réglementaire

Ce sachet est **qualité alimentaire** et conforme aux réglementations suivantes :

- Règlement européen 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Décret n°2008-1469 du 30/12/2008 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Traçabilité

- Numéro de lot : présent sur chaque sachet
- Date de péremption : non applicable

Conditionnement

Carton	1000 pièces
Minimum de vente	1000 pièces

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pourquoi choisir ce sachet Minigrip® ?

Contrairement aux sachets de la gamme SARANEX® (STP40, STP540) dédiés au **stockage longue durée** d'échantillons pathologiques, ce sachet Minigrip® en polyéthylène est optimisé pour le **transport**, avec une résistance au froid extrême (-40°C) et une conformité alimentaire qui en élargit l'usage au-delà du seul cadre médical.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-hermetiques-en-saranex/3730-sachets-hermetiques-en-saranex-4900ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com