

FICHE PRODUIT

Sachet de prélèvement en PE avec zip Minigrip, (larg. x haut.): 200 x 300 mm

Référence : SOC-MG2332

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le **sachet Minigrip® en polyéthylène transparent** est une solution pratique et fiable pour le **transport, la protection et l'emballage** de divers produits, notamment les **échantillons biologiques**.

Fabriqué à partir de **polyéthylène neutre 100 % recyclable**, ce sachet bénéficie d'une matière en **PEBD de haute qualité**, offrant une excellente résistance aux déchirures et aux perforations. Sa transparence permet une **identification immédiate du contenu**, tout en mettant en valeur les produits conditionnés.

Doté d'une **fermeture zip refermable**, le sachet Minigrip® est **réutilisable**, facile à manipuler et parfaitement adapté à un usage professionnel. Il est également **apte au contact alimentaire**, ce qui le rend polyvalent pour de nombreuses applications : protection, transport, regroupement ou conditionnement.

La **gamme Minigrip®** est facilement reconnaissable grâce à ses **trois liserés rouges brevetés**. Ces sachets sont disponibles en **deux modèles : avec ou sans poche extérieure**, afin de répondre aux différents besoins logistiques et professionnels.

- ✓ Matière PE (polyéthylène).
- ✓ Apte au contact alimentaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ✓ 3 liserés rouges (breveté).
 - ✓ Réutilisable, refermable et recyclable.
 - ✓ Epaisseur 60 microns.
 - ✓ sans poche extérieure.
- * Condition minimum de vente: Carton 1 000 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pochettes-plastique-minigrip/3735-pochettes-plastique-minigrip-larg-x-haut-230x320mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com