

**FICHE PRODUIT**

## Sacs polyéthylène pour transport échantillons 300 x 440 mm

Référence : SOC-STU30

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Sacs polyéthylène pour transport échantillons: Sacs en polyéthylène opaque avec poignée renforcée, Epaisseur de 85 micro-mètres, couleur saumon, pour le transport des échantillons.

Dimensions du sac: 300 x 440 mm

Condition minimum de vente: Paquet de 100 sacs.

### Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-en-polyethylene/3736-sacs-en-polyethylene-lxl-300-x-440mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)