

FICHE PRODUIT



Boîte de transport en polystyrène expansé pour 6 tubes de 5-10ml blanc

Référence : SOC-CV175SV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîte de transport en polystyrène expansé pour 6 tubes de 5-10ml blanc

Boîte de transport ou d'expédition pour tubes, flacons et lames en polystyrène expansé blanc.

Elle Peut contenir jusqu'à 5 tubes de 5 ml, 1 tube de 10 ml, 1 flacon de 40 ou 60 ml, ou porte-tubes pour prélèvement sous-vide, 2 lames et 1aiguille.

Application: Transport d'échantillons biologiques.

Caractéristiques de la Boîte de transport ou d'expédition pour tubes:

- Dimensions (L x l x H): 200 x 125 x 40 mm.
- Conditionnement: Carton de 200 boîtes.
- Conditionnement minimum de vente: 1 boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/3739-boite-de-transport-pour-tubes-flacon-et-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com