

FICHE PRODUIT

Dispositif à lumière froide au xénon, Modèle XL100

Référence : RIE-6302

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lumière froide écarte le risque d'un réchauffement indésirable des tissus du patient. En même temps, un éclairage précis est indispensable lors des examens.

Les projecteurs à lumière froide sont des sources de lumières polyvalentes offrant des avantages de taille: la performance lumineuse des projecteurs à lumière froide peut être modulée en continu à l'aide d'un variateur ou bien d'un clavier à membrane (en fonction du modèle).

La température de couleur ne s'en trouve jamais influencée. Source de lumière froide haute performance: crée des conditions similaires à celles de la lumière du jour, émissions sonores réduites, faible dégagement de chaleur, régulation électrique de la lumière via un clavier à membrane, dispositif optimisé pour l'utilisation de lampes frontales de chirurgie et d'instruments endoscopiques.

CARACTERISTIQUES:

- Dimensions : l 355 x h 110 x p 347 mm.
- Classe de protection BF.
- Poids : 9,5 kg.
- Prise de conducteur de lumière : type standard Storz, interchangeable.
- Lampe : 100 W au xénon, lampe à arc court avec réflecteur elliptique de lumière froide (longévité : environ 500 heures).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température de couleur : 5 600° K.
- Régulation de la lumière : électrique et précise, via un clavier à membrane, à température de lumière constante et à illumination uniforme des fibres.
- Raccordement électrique : commutable 230 V/120 V.
- Puissance consommée : 185 W.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteurs-de-lumiere-froide/374-dispositif-a-lumiere-froide-au-xenon-modele-xl100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com