

FICHE PRODUIT

Boîte de transport et d'expédition en polystyrène pour tubes, flacons et lames

Référence : SOC-CV175

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques de la Boîte de transport et d'expédition pour tubes

- Dimensions (L x l x H): 148 x 121 x 55 mm.
- Conditionnement: Carton de 70 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 70 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/3740-boite-de-transport-pour-tubes-flacon-et-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com