

FICHE PRODUIT

Etui de transport de sécurité pour flacons, tubes et lames

Référence : SOC-ET83

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Etui de transport de sécurité pour flacons, tubes et lames en carton simple cannelure capitonnée de mousse épaisse: Peut contenir jusqu'à: 3 flacons de 30 à 60 ml ou un flacon verre de 120 ml (KOLA), ou 5 tubes de 10 ml, ou 10 tubes de 5 ml, ou mixte des 3 versions;

Dimensions (L x l x H): 125 x 100 x 50 mm;

Condition minimum de vente: 50 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/3741-a-tui-de-transport-de-securite-pour-flacons-tubes-et-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com