

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Microtubes 1,5 ml MAXICLEAR, code couleur: assortis

Référence : AXY-MCT15-99

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes 1,5 ml MAXICLEAR, code couleur: assortis; * Cape attenante avec aplat pour identification et zone centrale mince pour perçage; * En polypropylène; * Fond conique; * Graduation; * Plage dépolie; * Issus de moules polis façon diamant; * Centrifugeables jusqu'à 20 000 g; * Utilisables de -40°C à +121°C; * Autoclavables à 121°C, 15 mn; * Version stérile par irradiation: couleur naturelle uniquement; * Pour usage général de laboratoire; * Capacité: 1,5 ml; * Boil-Proof: testé pour une utilisation jusqu'à l'ébullition; * Graduations de 0,1ml, puis de 0,75 à 1,5 ml, de 0,25 en 0,25 ml; * Codes couleurs: assortis; * Conditionnement: carton de 5 000 et sac de 250; * Condition minimum de vente: Boite de 500;

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-1-5-ml-maxiclear/3744-microtubes-1-5ml-maxiclear-code-couleur-assortis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com