

FICHE PRODUIT



Gel ultrason ou gel d'échographie 05 kg

Référence : SOC-GEL000002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pourquoi avez-vous besoin du gel ultrasonique?

Le gel de transmission ultrasonique en conditionnement de 5 kg est un Gel utilisé pour l'échographie médicale, pour le diagnostic ultrasonique et des thérapies ultrasoniques.

Le gel écho supergel est recommandé pour toutes les interventions au cours desquelles un gel de contact est nécessaire :

- diagnostic ultrasonique
- thérapie ultrasonique
- ECG, EEG, EMG, défibrillation, etc.

Vendu par carton

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/3747-gel-ultrason-05kg.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com