

FICHE PRODUIT



Mini white flow - aéropolisseur

Référence : SOC-LIAMWF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mini white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium pour l'unit (Liarre produit)

Liarre produit est un appareil pour la profilaxe au bicarbonate de sodium pour nettoyer et blanchir les dents.

Le mini white flow- aéropolisseur au bicarbonate de sodium pour l'unité élimine les tâches et la plaque et redonne la splendeur naturelle de l'émail permis d'une nébulisation d'air, bicarbonate et eau.

Le mini white flow- aéropolisseur au bicarbonate de sodium pour l'unité est un dispositif médical de classe I type BF, conforme aux normes de la Directive 93/842/CEE.

La pièce à main du Mini white flow- aéropolisseur peut être séparée du câble et est autoclavable à 121°C. Elle est légère, précise, ergonomique, maniable et forte. De plus elle est fabriquée en matériel plastique spécial et en acier inox pour garantir la complète atoxicité et résistance à l'abrasion.

Le conteneur pour la poudre de bicarbonate de sodium est transparent pour contrôler le niveau de la poudre.

Caractéristiques :

* La boîte est en métal verni à feu.

* Très petit et léger.

* le Mini white flow-aéropolisseur au bicarbonate de sodium est disponible avec connecteur pour turbine BORDEN ou MIDWEST.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Il n'y a aucune alimentation électrique.
- * Réglage indépendant des flux d'eau et air.
- * Complète atoxicité de tous les matériaux.

Mini white flow- aéropolisseur au bicarbonate de sodium pour l'unit est fourni avec :

- * Un connecteur pour turbine (spécifier le type).
- * Une pièce à main autoclavable

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aeropolisseur/3749-mini-white-flow-aeropolisseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com