

FICHE PRODUIT



Papier thermique ECG SCHILLER AT 60 CS 100 215 7009

Référence : SOC-SCH-AT60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG SCHILLER AT 60 CS 100 215 7009:

- * papier thermique, révélation noire, vert.
- * **Dimensions:** 210 x 280 x 357 plis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-schiller/3750-papier-thermique-ecg-schiller-at60-cs100-215-7009.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com