

FICHE PRODUIT



Gel d'échographie (gel de transmission ultrasonique) 250g

Référence : SOC-GEL000004

Description du produit

Aucune description détaillée disponible pour ce produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3756-gel-d-echographie-gel-de-transmission-ultrasonique-250g.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com