

FICHE PRODUIT



Capinsert pour microtube

Référence : SOC-CAP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

- Polypropylène, à Ø 11mm;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 500 pièces.
- Disponible en plusieurs couleurs : blanche ,verte, rose,jaune, bleue ,rouge

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-a-vis-micrewtube/3758-capinsert-pour-microtube.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com