

FICHE PRODUIT



Bouchon Lipseal sans joint pour Micrewtube

Référence : SOC-CMTLS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

- Cape polyéthylène avec lèvre de scellage, à Ø 23mm;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 1000 pièces.
- Le produit existe en plusieurs couleurs entre autres : blanc,vert,jaune,bleu, lilas,rouge

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-a-vis-micrewtube/3759-bouchon-lipseal-sans-joint-pour-micrewtube.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com