

FICHE PRODUIT

Lampe examen murale, Modèle Ri-Magic

Référence : RIE-6211

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lampe d'examen Riester est issue de la technologie d'éclairage la plus moderne et d'un contrôle de qualité constant.

Elle répond à tout égard aux exigences de la pratique médicale et contribue à la perfection du diagnostic et du traitement.

La lampe d'examen flexible ri-magic éclaire de la meilleure façon possible la zone examinée et le site opératoire.

La lumière de focalisation brillante permet de reconnaître exactement les différents tissus et de les évaluer.

Le dissipateur thermique intégré rend son utilisation particulièrement conviviale pour le patient.

Ce modèle peut être monté facilement sur tous les rails muraux courants des cliniques à l'aide d'une pince universelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/376-lampe-d-examen-murale-modele-ri-magic.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com