


FICHE PRODUIT



Papier thermique ECG SCHILLER AT3

Référence : SOC-SCH-AT3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG SCHILLER AT3:

* Pliage pour SCHILLER AT3/Corpus 80/16.

* **Dimensions:** 70 x 100 x 200 plis

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-schiller/3762-papier-thermique-ecg-schiller-at3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com