

FICHE PRODUIT



Bouchons pour tubes en plastique à diamètre int. : 18 mm

Référence : SOC-OBH18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 18 mm :

- * En polyéthylène + colorant;
- * Type d'obturateur: forme haute;
- * Pour tube SOC-TC20, SOC-TC20PRO, SOC-TC10C et SOC-TC10PC;
- * Couleurs disponibles: naturelle translucide, verte, jaune, bleue, rouge;
- * Conditionnement: 10 x 1 000;
- * Condition minimum de vente: 1 000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-pour-tubes-en-plastique/3766-bouchons-pour-tubes-en-plastique-a-int-18mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com