

FICHE PRODUIT



Bouchons pour tubes en plastique à diamètre int.: 13 à 13,5 mm

Référence : SOC-OBA13

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons pour tubes en plastique Ø int.: 13 à 13,5 mm :

- * En polyéthylène + colorant;
- * Type d'obturateur: à ailettes;
- * Pour tube SOC-TC10PS, SOC-TC10S, SOC-TC10PP, SOC-TC10PRO, SOC-TC12PS, SOC-TC12PP et SOC-TH10LC;
- * Couleurs disponibles: naturelle translucide, blanche, verte, jaune, bleue, rouge, noir;
- * Conditionnement: 8 x 1 250;
- * Condition minimum de vente: 1 250.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-pour-tubes-en-plastique/3769-bouchons-pour-tubes-en-plastique-a-int-13-a-13-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com