

FICHE PRODUIT



Portoirs onehand, rose

Référence : SOC-Onehand03

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoirs ONEHAND, Rose;

- * Rack en polymère acétal pour Micrewtube;
- * Accepte 50 microtubes avec bouchon vissant;
- * Ouverture et fermeture des tubes avec jupe possible d'une seule main grâce au design des puits (ouverture crénelée et base avec lock);
- * Dimensions L x l x h (mm): 293 x 115 x 39;
- * Conditionnement: 1 carton de 10 portoirs;
- * Condition minimum de vente: 1 portoir.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/portoirs-onehand/3771-portoirs-onehand-rose.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com