

FICHE PRODUIT



Portoirs unirack, rouge

Référence : SOC-UR80-11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Portoirs UNIRACK, Rouge

- Portoir en polypropylène;
- Utilisables de -80°C à +121°C;
- Autoclavables;
- Sur une face avec repérage numérique: 80 tubes (5 x 16) à 12 mm maximum (Micrewtube, Cryovials, Eppendorf),
- Sur l'autre face avec repérage alpha-numérique: 60 tubes (4 x 15) PCR 0,2 ou 0,3ml, ou tubes à centrifuger de 0,5ml;
- Dimensions L x l x h (mm): 230 x 65 x 27;
- 2 plages dépolies sur chaque côté;
- 2 poignées latérales;

Livré avec:

- 2 anses adaptables sur les poignées qui permettent de superposer plusieurs portoirs (gain de place),
- 2 clips qui permettent d'ancrer les portoirs latéralement;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement: 1 boîte de 10 portoirs;
Condition minimum de vente: 1 portoir.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-unirack/3772-portoirs-unirack-rouge.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com