

FICHE PRODUIT



Tubes plastique à vis, 5 ml, polypropylène

Référence : SOC-TV5PP-1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastique à vis, 5 ml, polypropylène

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Fond droit;
- * Dimensions (diam int. x diam ext. x H.): 14 x 16 x 54 mm;
- * Bouchon: blanc vissé
- * Tube non gradué;

Conditionnement: carton de 4 sacs de 400;

Condition minimum de vente: carton de 1 600.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-vis/3774-tubes-plastique-a-vis-5ml-polypropylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com