

**FICHE PRODUIT**

## Tubes plastique à vis, 5ml, polystyrène

Référence : SOC-TV5PSBNM

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Tubes plastique à vis, 5ml, polystyrène**

- \* Pour usage général de laboratoire;
- \* Fond rond;
- \* Dimensions (Diam int. x Diam ext. x H.): 11 x 13 x 75mm;
- \* Bouchon: vissant;
- \* Tube non gradué;

Conditionnement: carton de 4 sacs de 500 tubes bouchons non vissés;

Condition minimum de vente: carton de 2000.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-vis/3775-tubes-plastique-a-vis-5ml-polystyrene.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com