

FICHE PRODUIT

Lampe examen sur trépied, Modèle Ri-Magic

Référence : RIE-6221

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lampe d'examen Riester est issue de la technologie d'éclairage la plus moderne et d'un contrôle de qualité constant.

Elles répond à tout égard aux exigences de la pratique médicale et contribue à la perfection du diagnostic et du traitement.

La lampe d'examen flexible ri-magic éclaire de la meilleure façon possible la zone examinée et le site opératoire.

La lumière de focalisation brillante permet de reconnaître exactement les différents tissus et de les évaluer.

Le dissipateur thermique intégré rend son utilisation particulièrement conviviale pour le patient.

Ce modèle est fourni avec un statif particulièrement stable, lourd et antistatique. Deux des cinq roulettes sont bloquables.

FICHE TECHNIQUE

* Lampe halogène concentrée de couleur neutre, 8 V, idéale pour les examens et les petites interventions.

* Dispositif de focalisation situé à l'avant du support de lampe, pour un réglage précis de la taille de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

la zone examinée éclairée.

- * Dissipateur thermique pour une utilisation conviviale pour le patient.
- * Le long bras spécial très flexible peut être coudé en toute direction, la lampe reste dans la position choisie.
- * Poignée facile à utiliser avec rhéostat pour le réglage progressif de l'intensité lumineuse.

Transformateur disponible en 230V

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/378-lampe-d-examen-sur-trepied-modele-ri-magic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com