

FICHE PRODUIT

Station de diagnostic modulaire 1 manche modèle ri-former

Référence : RIE-3650

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La station de diagnostic **RI-FORMER** s'adapte à tous les besoins :

- Elle est disponible avec un ou deux manches ainsi qu'en modèle avec ou sans horloge,
- Elle est raccordée à l'alimentation secteur, ce qui la rend indépendante de toutes piles ou batteries.
- Les modèles fonctionnant sur 230 V sont livrés avec un affichage au format 24 heures, les modèles fonctionnant sur 120 V sont livrés avec un affichage au format 12 heures.
- 1 manche, Sans têtes d'instrument.
- Station complète, avec plaque murale, vis, chevilles et plan de montage.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3780-station-de-diagnostic-modulaire-1-manche-modele-ri-former.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com