

FICHE PRODUIT

I.v. pump trestle

Référence : SOC-TIA-I-V-PumpTrestle

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l' I.V Pump trestle

- Dimension globale: 340 mm x 480 mm x 1 800 mm.
- Dimension d'expédition: 390 mm x 530 mm x 1 870 mm.
- Poids à l'expédition: 25 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/3783-i-v-pump-trestle.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com