

FICHE PRODUIT



Cuve à ultrason modèle 5300ep

Référence : SOC-5300EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve à ultrasons de grande capacité.

Description:

- Nouveau générateur Sweep System.
- Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL.
- Temps de lavage: 0 à 99 MINUTES.
- Possibilité de déterminer le temps de gazage des liquides TOUCHE DEGAS.
- Réglage de la température de lavage jusqu'à 70°C.
- Mémorisation de 9 programmes différents de lavage.
- Fonction pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage.
- Capacité: 28 litres.
- Dimensions Cuve: 500x300x200 mm.
- Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 500 W.
- Puissance absorbée avec chauffage: 1600 W.
- Puissance Haute Fréquence: 2000 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 40 Khz $\pm$ 5%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3784-cuve-a-ultrasons-modele-5300ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com