

FICHE PRODUIT



Boîtes de pétri compartimentées, ronde, compartiments: 3

Référence : SOC-SD3C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri compartimentées :

- * Ronde.
- * Compartiments: 3.
- * Possibilité de couler des milieux différents dans chaque compartiment des boîtes de pétri ou de travailler des échantillons différents avec un même milieu.
- * Diamètre(à) des boîtes de pétri: 90.
- * Conditionnement: Carton de 24 sachets de 25 pièces.
- * Condition minimum de vente: Carton 600 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-compartimente/3785-boartes-de-petri-compartimentees-ronde-compartiments-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com