

FICHE PRODUIT

Boîte pétri 90mm standard sans ergot- classe 100

Référence : PHB-SDI90E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Technologie conventionnelle,

- * Ergots de ventilation: 4.
- * Injection latérale de la matière.
- * Diam x hauteur: 90 x 14,10mm.
- * Poids: 13,70g.
- * Conditionnement minimum de vente: 600.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/technologie-conventionnelle/3787-boite-petri-90mm-standard-sans-ergot-classe-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com