

FICHE PRODUIT



Cuve à ultrasons modèle sonica 4200ep

Référence : SOC-4200EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve à ultrasons de capacité moyenne

- Nouveau générateur Sweep System.
- Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL.
- Possibilité de déterminer le temps de gazage des liquides TOUCHE DEGAS.
- Réglage de la température de lavage jusqu'à 70°C.
- Mémorisation de 9 programmes différents de lavage.
- Fonction pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage.

Temps de lavage: 0 à 99 MINUTES.

Capacité: 14 litres.

Dimensions Cuve: 330x300x150 mm.

Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 300 W.

Puissance absorbée avec chauffage: 825 W.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Puissance HF: 1200 W p-p.

Fréquence ultrasons: 40 Khz $\pm$ 5%.

Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/3788-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-4200ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com