

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrasons modèle sonica 3200ep

Référence : SOC-3200EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve à ultrasons compacte, grande, idéale pour le lavage des instruments dentaires, pièces d'horlogerie, petits circuits imprimés ou électroniques, circuits hybrides, minuterie mécanique de précision. Elle est équipée d'une commande numérique, d'un dégazeur, d'une minuterie et d'un chauffage programmable * Nouveau générateur Sweep System. * Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL. * Temps de lavage: 0 à 99 MINUTES. * Possibilité de déterminer le temps de gazage des liquides TOUCHE DEGAS. * Réglage de la température de lavage jusqu'à 70°C. * Mémorisation de 9 programmes différents de lavage. * Fonction pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage. * Capacité: 6 litres. * Dimensions Cuve: 300x240x100 mm. * Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 180 W. * Puissance absorbée avec chauffage: 355 W. * Puissance HF: 720 W p-p. * Fréquence ultrasons: 45 KHz $\pm$ 5% . * Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/3789-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-3200ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com