

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason, Modèle SONICA 3 300 M

Référence : SOC-3300M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve à ultrasons pour le lavage des objets de différentes natures et de dimensions moyenne. Elle est équipée d'une minuterie de 0 à 15 minutes + position manuelle.

- Capacité: 9,5 litres.
- Dimensions Cuve: 300 x 240 x 150 mm.
- Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 200 W.
- Puissance absorbée avec chauffage: 525 W.
- Puissance HF: 800 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 40 KHz $\pm$ 5%.
- Vidange et robinet de série.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/3794-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-3300-m.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com