

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason, Modèle SONICA 3 200 L EP

Référence : SOC-3200LEP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve à ultrasons de petites dimensions équipée d'une commande numérique, d'un dégazeur, d'une minuterie et d'un chauffage programmable. C'est la version dont la technologie est la plus avancée

- * Nouveau générateur Sweep System.
- * Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL.
- * Temps de lavage: 0 à 99 minutes.
- * Possibilité de déterminer le temps de gazage des liquides: TOUCHE DEGAS.
- * Réglage de la température de lavage jusqu'à 70°C.
- * Mémorisation de 9 programmes différents de lavage.
- * Fonction pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage.
- * Capacité: 6 litres
- * Dimensions Cuve: 240 x 140 x 100 mm.
- * Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 130 W.
- * Puissance absorbée avec chauffage: 305 W.
- * Puissance HF: 520 W p-p.
- * Fréquence ultrasons: 45 Khz $\pm$ 5%.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/3795-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-3200l-ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com